



Biopsy マイクロピペット



特 徴

- 極体用、分割期用、胚盤胞用と各ステージに合わせて、様々な先端デザインと内径を用意
- ピペット先端はポリッシュ加工済み

海外での許認可取得状況

- CE マーク取得
- FDA 届出 (TPC ブランドを除く)


品質管理項目

- エンドトキシンテスト済み
- マウスエンブリオアッセイテスト済み

	内径 (I.D.)	先端形状
<p>Polar Body (極体)</p>	13 - 15 μ m	<p>Flat & polished Beveled & polished Beveled & spiked</p>
<p>Blastomere (割球)</p>	28 - 42 μ m	<p>Flat & polished Beveled & polished</p>
<p>Trophectoderm (栄養外胚葉)</p>	20 - 27 μ m	<p>Flat & polished</p>


ORIGIO バイオプシーマイクロピペット




先 端



TPC バイオプシーマイクロピペット

先 端



ブランド名	製品番号	バンドアングル	バンド長	内径 (I.D.)	包装単位	先端形状
Polar Body バイオプシーマイクロピペット						
ORIGIO	MPB - BS - XX* スパイク付きタイプ	30°、35°	0.5 mm**	13 - 15 μm	10本 / 箱	先端の内径 (I.D.) 13 - 15 μm 
	MPB - BP - XX* ベベル付きタイプ	30°、35°				先端の内径 (I.D.) 13 - 15 μm 
	MPB - FP - XX* フラットタイプ	20°、30°、35°				先端の内径 (I.D.) 13 - 15 μm 

* バンドアングルの数字が入ります ** バンド長の変更が可能です

ブランド名	製品番号	バンドアングル	バンド長	内径 (I.D.)	包装単位	先端形状
Blastomere バイオプシーマイクロピペット						
ORIGIO	MBB - BP - SM - XX* ベベル付きタイプ	20°、25° 30°、35°、45°	0.5 mm**	28 - 32 μm	10本 / 箱	ベベル付きタイプ 先端の内径 (I.D.) 28 - 42 μm 
	MBB - BP - M - XX* ベベル付きタイプ	0°、20°、25° 30°、35°		33 - 37 μm		
	MBB - BP - L - XX* ベベル付きタイプ	0°、30°、35°		38 - 42 μm		
	MBB - FP - SM - XX* フラットタイプ	0°、20°、25° 30°、35°、45°		28 - 32 μm		フラットタイプ 先端の内径 (I.D.) 28 - 42 μm 
	MBB - FP - M - XX* フラットタイプ	0°、20°、25° 30°、35°、45°		33 - 37 μm		
	MBB - FP - L - XX* フラットタイプ	0°、20°、25° 30°、35°		38 - 42 μm		

* バンドアングルの数字が入ります ** バンド長の変更が可能です

ブランド名	製品番号	バンドアングル	バンド長	内径 (I.D.)	包装単位	先端形状
Trophectoderm バイオプシーマイクロピペット						
ORIGIO	MBBFPXXS - XX* S サイズ	25°、30°、35°	0.5 mm**	約 20 μm	10本 / 箱	先端の内径 (I.D.) 約 20 μm 
	MBBFPXXS - XX* L サイズ			約 25 μm		先端の内径 (I.D.) 約 25 μm 
TPC	LBC - OD27BA90	30°	1.0 mm	21 μm	10本 / 箱	先端の内径 (I.D.) 21 μm 
	LBC - OD30BA90			23 μm		先端の内径 (I.D.) 23 μm 
	LBC - OD35BA90			27 μm		先端の内径 (I.D.) 27 μm 

* バンドアングルの数字が入ります ** バンド長の変更が可能です

本商品は薬機法の定めるところの「医薬品」「医薬部外品」及び「医療機器」ではありません。また、ヒト、動物の診断あるいは治療用として用いるものではありません。

©2019 ORIGIO Japan Ltd. All Rights Reserved.

オリジオ・ジャパン株式会社

〒231-0021
神奈川県横浜市中区日本大通11 横浜情報文化センター4F
TEL. 045-319-6826 FAX. 045-319-6581
E-mail: toiwase@coopersurgical.com
Web: <https://fertility.coopersurgical.com/ja>

CooperSurgical®
Fertility and Genomic Solutions