

Fortuna LAF

垂直気流式クリーンベンチ




Fortuna LAF (100cm)




デザインと機能の調和

Fortuna LAFは、北欧デザインと機能性が調和しています。

- ・開口が大きい前面フード（開口固定式）
- ・手元にスリットが無く、フラット
- ・最小100cmから最大190cmまで、サイズ選択可能
- ・奥行きが686mmとスリム
- ・動作音量46dB以下
- ・空気清浄度Class100
- ・前面は作業性を重視し、10° 傾斜
- ・オプション（有償）で、UVが発生しないLED蛍光灯に変更可能



イメージ図と寸法



HEPAフィルターを通じて浄化された空気が、
チャンバー内の清浄状態を保持します(空気清浄度Class100)。



手元にスリットが無く、汚れ等を簡単にふき取り可能です。

	100cm	130cm	160cm	190cm
製品番号	WF1000	WF1300	WF1600	WF1900
外形寸法 (横幅×奥行×高さ)	1030 x 686 x 2085mm	1330 x 686 x 2085mm	1640 x 686 x 2085mm	1940 x 686 x 2085mm
チャンバー内寸法 (横幅×奥行×高さ)	950 x 570 x 650mm	1250 x 570 x 650mm	1550 x 570 x 650mm	1850 x 570 x 650mm
テーブル高さ	800mm	800mm	800mm	800mm
除振機構	—	—	—	—
チャンバー内 電源口数	2	2	2	2
重量	100kg	120kg	150kg	180kg
電源仕様	100V、Max 4A、50/60Hz	100V、Max 4A、50/60Hz	100V、Max 4A、50/60Hz	100V、Max 4A、50/60Hz
標準価格	¥1,600,000	¥1,700,000	¥2,000,000	¥2,150,000
LED蛍光灯 (回路変更含)	+¥40,000	+¥40,000	+¥50,000	+¥50,000

*価格は税抜です。