

CryoSperm™

die sichere Alternative zur Kryokonservierung humaner Spermien





- frei von Humanserumalbumin und anderen Komponenten tierischen Ursprungs
- einfaches Protokoll folgt 1:1 Mischung mit Seminalplasma
- Raffinose und Glycerin als Gefrierschutzmittel

Endotoxingehalt $\leq 0,1$ EU/ml (Ph. Eur., USP)

Klinische Dokumentation

CryoSperm wurde mit dem Sperm Freezing Medium in drei unabhängigen Studien in Frankreich (Clermont-Ferrand, Rennes) und Dänemark (Nordic Cryobank) verglichen.

Die untersuchten Parameter Progessivgeschwindigkeit (VSL), Motilität, seitliche Kopfauslenkung (ALH), Linearität und Vitalität zeigten gleiche oder bessere Ergebnisse bei Verwendung von CryoSperm im Vergleich zum Sperm Freezing Medium.



Bestellinformation

CryoSperm™	Bestellnummer
Spermieneinfriermedium 10 ml	1101 0010