



# Holding マイクロピペット

## ORIGIO Holding (ホールディング) マイクロピペット



### 特 徴

- ピペット先端の内径に対する外径比が他社と比べ大きいため、微細なコントロールが可能
- 卵子や胚のステージにあわせて 4 種類の外径サイズを用意

### 海外での許認可取得状況

- CE マーク取得
- FDA 届出

### 品質管理項目

- エンドトキシンテスト済み
- マウスエンブリオアッセイテスト済み

## TPC Holding (ホールディング) マイクロピペット



### 特 徴

- 卵子もしくは胚をホールドしやすい形状


### 海外での許認可取得状況

- CE マーク取得

### 品質管理項目

- エンドトキシンテスト済み
- マウスエンブリオアッセイテスト済み

## 先端



※バンド長およびバンドアングルは製品によって異なりますので、下記の製品仕様でご確認ください。

## ORIGIO Holding マイクロピペット

包装単位：10本/箱

ブランド名	製品番号	バンドアングル	バンド長	内径 (I.D.)	外径 (O.D.)	先端形状
ORIGIO	MPH - SM - XX*	0°、15°、20°、25° 30°、35°、45°	0.5 mm	15 - 20 μm	65 - 95 μm	
	MPH - MED - XX*	0°、15°、20°、25° 30°、35°、40°、45°				95 - 120 μm
	MPH - LG - XX*	0°、15°、20°、25° 30°、35°		25 - 30 μm	120 - 150 μm	
	MPH - XLG - XX*	0°、25°、30°、35°			150 - 180 μm	

\* バンドアングルの数字が入ります

## TPC Holding マイクロピペット

包装単位：10本/箱

ブランド名	製品番号	バンドアングル	バンド長	内径 (I.D.)	外径 (O.D.)	先端形状
TPC	LHC-ID15	30°	1 mm	15 μm	120 μm	
	LHS			25 μm		

本商品は薬機法の定めるところの「医薬品」「医薬部外品」及び「医療機器」ではありません。また、ヒト、動物の診断あるいは治療用として用いるものではありません。

©2019 ORIGIO Japan Ltd. All Rights Reserved.

オリジオ・ジャパン株式会社

〒231-0021  
神奈川県横浜市中区日本大通11 横浜情報文化センター4F  
TEL. 045-319-6826 FAX. 045-319-6581  
E-mail: [toiawase@coopersurgical.com](mailto:toiawase@coopersurgical.com)  
Web: <https://fertility.coopersurgical.com/ja>

CooperSurgical®

Fertility and Genomic Solutions