



ORIGIO® HANDLING MEDIA

# ORIGIO® Handling™

NEW

HEPES & MOPS 含有ハンドリングメディア



Andrology

Oocyte Retrieval

Fertilization

Embryo Biopsy

# ORIGIO<sup>®</sup> Handling<sup>™</sup>

培養器外でも配偶子／接合子に適した環境を保ちます。

- HEPES と MOPS の添加で、培養器外で至適化された pH を維持
- 非必須アミノ酸の添加によるストレスの軽減
- 複数の ART プロセスに適用可能
- ORIGIO<sup>®</sup> Sequential Fert<sup>™</sup> の組成をベースに開発
- HSA: 5 mg/mL

製品番号	製品名	容量	フェノール レッド	有効期限 <sup>※</sup>	血清	抗生物質	保存温度
83100060	ORIGIO <sup>®</sup> Handling <sup>™</sup>	60 mL	－	26 週間	+	+	2～8℃
83100125		125 mL	－	26 週間	+	+	2～8℃
83110060		60 mL	+	26 週間	+	+	2～8℃
83110125		125 mL	+	26 週間	+	+	2～8℃

※製造日より

## ■ 培地組成

- 無機塩類
- クエン酸
- グルコース
- 乳酸カルシウム
- ピルビン酸
- アミノ酸
- タウリン
- ビタミン
- EDTA
- ゲンタマイシン
- HSA
- フェノールレッド  
(製品番号 83100060 と 83100125 を除く)
- HEPES
- MOPS

## ■ 品質管理項目

- 浸透圧テスト済み
- pH テスト済み
- エンドトキシンテスト済み：≤ 0.15 EU/mL
- マウスエンブリオアッセイ (MEA) 済み

本商品は薬機法の定めるところの「医薬品」「医薬部外品」及び「医療機器」ではありません。また、ヒト、動物の診断あるいは治療用として用いるものではありません。

©2019 ORIGIO Japan Ltd. All Rights Reserved.

オリジオ・ジャパン株式会社

〒231-0021  
神奈川県横浜市中区日本大通11 横浜情報文化センター4F  
TEL. 045-319-6826 FAX. 045-319-6581  
E-mail: [toiawase@coopersurgical.com](mailto:toiawase@coopersurgical.com)  
Web: <https://fertility.coopersurgical.com/ja>

CooperSurgical

Fertility and Genomic Solutions