



Quinn's Advantage™ Serum Protein Substitute (SPS) 代替ヒト血清



Quinn's Advantage™ Serum Protein Substitute

Quinn's Advantage™ Serum Protein Substitute

- ・ 胚の成長及び促進作用があるアルブミンや α -グロブリン、 β -グロブリンが主成分の代替ヒト血清

製品番号	製品名	容量	フェノール レッド	有効期限※	血清	抗生物質	保存温度
ART-3010	Quinn's Advantage™ Serum Protein Substitute (SPS)	12 mL × 12	—	24 ヶ月	+	—	2 ~ 8 °C
ART-3011		100 mL	—	24 ヶ月	+	—	2 ~ 8 °C

※製造日より

■ 培地組成

生理的食塩水、HSA、 α -グロブリン、 β -グロブリン

■ 品質管理項目

無菌テスト済み (Ph. Eur., USP)

pH テスト済み (Ph. Eur., USP)

浸透圧テスト済み (Ph. Eur., USP)

エンドトキシンテスト済み

マウスエンブリオアッセイ (MEA) 済み

ウィルスチェック済み (HIV-1, HIV-2, HCV, HBV)

本商品は薬機法の定めるところの「医薬品」「医薬部外品」及び「医療機器」ではありません。また、ヒト、動物の診断あるいは治療用として用いるものではありません。

©2020 ORIGIO Japan K.K. All Rights Reserved.

オリジオ・ジャパン株式会社

〒231-0021

神奈川県横浜市中区日本大通11 横浜情報文化センター4F

Tel: 045-319-6826 Fax: 045-319-6581

E-mail: toiawase@coopersurgical.com

Web: <https://fertility.coopersurgical.com/ja>

CooperSurgical®

Fertility and Genomic Solutions