



UTM™

ヒアルロン酸含有メディウム

子宮内には CD44 と呼ばれるヒアルロン酸接着分子が発現していることが分かっています。

UTM™ (ユーティーエム) は、ヒアルロン酸を含有している ready to-use メディウムです。



UTM™

製品番号	製品名	容量	フェノールレッド	有効期限※	血清	抗生物質	保存温度
10520010	UTM™	10 mL	+	26週間	+	+	2～8℃

※製造日より

■ 培地組成

HSA、ヒアルロン酸、無機塩類、グルコース、ピルビン酸、アミノ酸、ビタミン、インシュリン、コレステロール、炭酸水素ナトリウム、ゲンタマイシン、フェノールレッド、乳酸カルシウム、有機化合物

■ 品質管理項目

- 無菌テスト済み (Ph. Eur., USP)
- 浸透圧テスト済み (Ph. Eur., USP)
- pH テスト済み (Ph. Eur., USP)
- エンドトキシンテスト済み： ≤ 0.1 EU/mL (Ph. Eur., USP)
- 精子サバイバルテスト済み

本商品は薬機法の定めるところの「医薬品」「医薬部外品」及び「医療機器」ではありません。また、ヒト、動物の診断あるいは治療用として用いるものではありません。
©2019 ORIGIO Japan Ltd. All Rights Reserved.

オリジオ・ジャパン株式会社

〒231-0021
神奈川県横浜市中区日本大通11 横浜情報文化センター4F
TEL. 045-319-6826 FAX. 045-319-6581
E-mail: toiawase@coopersurgical.com
Web: <https://fertility.coopersurgical.com/ja>

CooperSurgical®

Fertility and Genomic Solutions