



ライトミネラルオイル

クーパーサージカルのオイルは、アトミックフィンガープリント法で品質を保ちます。

フーリエ変換赤外分光法と核磁気共鳴スペクトル、ガスクロマトグラフィーの3種の分析方法を用い、不飽和炭化水素、微量金属や硫化物、その他の不純物混入の有無を確認します。



Liquid Paraffin



Oil for Tissue Culture

ライトミネラルオイル

Liquid Paraffin

- ・ 製造工程中で HSA 添加の受精用培養液を用いて洗浄
- ・ 酸化されにくいパラフィンオイル（直鎖型飽和炭化水素）を多く配合
- ・ 滅菌フィルターにて滅菌済み

Oil for Tissue Culture

- ・ 酸化されにくいパラフィンオイル（直鎖型飽和炭化水素）を多く配合
- ・ 滅菌フィルターにて滅菌済み

製品番号	製品名	容量	フェノール レッド	有効期限※	抗生物質	保存温度
1010 0060	Liquid Paraffin	60 mL	-	16 週間	-	2～8 °C
1010 5060		5 × 60 mL	-	16 週間	-	2～8 °C
ART-4008-P	Oil for Tissue Culture	100 mL	-	2 年間	-	2～8 °C
ART-4008-5P		500 mL	-	2 年間	-	2～8 °C

※製造日より

品質管理項目

無菌テスト済み (Ph. Eur., USP)

エンドキシンテスト済み：≤ 0.1 EU/mL (Ph. Eur., USP)

マウスエンブリオアッセイ (MEA) 済み

本商品は薬機法の定めるところの「医薬品」「医薬部外品」及び「医療機器」ではありません。また、ヒト、動物の診断あるいは治療用として用いるものではありません。

©2019 ORIGIO Japan Ltd. All Rights Reserved.

オリジオ・ジャパン株式会社

〒231-0021
神奈川県横浜市中区日本大通11 横浜情報文化センター4F
TEL. 045-319-6826 FAX. 045-319-6581
E-mail: toiawase@coopersurgical.com
Web: <https://fertility.coopersurgical.com/ja>

CooperSurgical®

Fertility and Genomic Solutions