



# 精子不動化用メディウム



PVP Clinical Grade



PVP 7% Solution

## PVP Clinical Grade

- 医薬品グレードのPVPを使用
- 10%のPVP (Polyvinylpyrrolidone) を含有

## PVP 7% Solution

- 7%のPVP (Polyvinylpyrrolidone) を含有

# 精子不動化用メEDIUM

製品番号	製品名	容量	フェノール レッド	有効期限※	血清	抗生物質	保存温度
1090 5000	PVP Clinical Grade	0.2 mL × 5	+	26週間	+	+	2 ~ 8 °C
ART - 4005A	PVP 7% Solution	0.5 mL × 6	+	1年間	+	+	2 ~ 8 °C

※製造日より

## ■ 培地組成

PVP Clinical Grade	PVP 7% Solution
PVP	PVP
無機塩類	無機塩類
グルコース	グルコース
ピルビン酸	ピルビン酸
ゲンタマイシン	ゲンタマイシン
HEPES	HEPES
HSA	HSA
SSR <sup>®</sup> (Synthetic Serum Replacement : 合成血清)	アミノ酸
	クエン酸
	乳酸
	タウリン
	EDTA

※SSR<sup>®</sup>はHSAを一部代替するために使用しています。

## ■ 品質管理項目

- 無菌テスト済み (Ph. Eur., USP)
- 浸透圧テスト済み (Ph. Eur., USP)
- エンドキシンテスト済み : ≤ 0.2 EU/mL (Ph. Eur., USP)
- 精子サバイバルテスト済み
- 精子不動化テスト済み

本商品は薬機法の定めるところの「医薬品」「医薬部外品」及び「医療機器」ではありません。また、ヒト、動物の診断あるいは治療用として用いるものではありません。

©2020 ORIGIO Japan Ltd. All Rights Reserved.

オリジオ・ジャパン株式会社

〒231-0021  
神奈川県横浜市中区日本大通11 横浜情報文化センター4F  
Tel: 045-319-6826 Fax: 045-319-6581  
E-mail: [toiawase@coopersurgical.com](mailto:toiawase@coopersurgical.com)  
Web: <https://fertility.coopersurgical.com/ja>

CooperSurgical<sup>®</sup>

Fertility and Genomic Solutions