



精子凍結用メEDIUM

HEPES含有の精子の凍結保存用のready to useのメEDIUM



Sperm Freezing Medium



CryoSperm™



Quinn's Advantage™
Sperm Freezing Medium

Sperm Freezing Medium

- 耐凍剤としてグリセロールとシュクロースを使用

CryoSperm™

- HSA、タンパク質フリーで動物由来成分非含有
- 耐薬剤としてグリセロールとラフィノースを使用

Quinn's Advantage™ Sperm Freezing Medium

- 耐凍剤としてグリセロールとシュクロースを使用

精子凍結用メEDIUM

製品番号	製品名	容量	フェノールレッド	有効期限*	血清	抗生物質	保存温度
10670010	Sperm Freezing Medium	10 mL	－	17 週間	－	＋	2 ～ 8 ℃
11010010	CryoSperm™	10 mL	－	30 週間	－	＋	2 ～ 8 ℃
ART-8022	Quinn's Advantage™ Sperm Freezing Medium	12 mL × 6	＋	1 年間	＋	＋	2 ～ 8 ℃

※製造日より

■ 培地組成

Sperm Freezing Medium	CryoSperm™	Quinn's Advantage™ Sperm Freezing Medium
無機塩類	無機塩類	無機塩類
炭酸水素ナトリウム	炭酸水素ナトリウム	炭酸水素ナトリウム
グルコース	グルコース	グルコース
乳酸ナトリウム	ピルビン酸	ピルビン酸
グリセロール	乳酸ナトリウム	乳酸ナトリウム
シュクロース	グリセロール	グリセロール
HEPES	ラフィノース	シュクロース
アミノ酸	HEPES	HEPES
ゲンタマイシン	アミノ酸	グルタミン
HSA	ゲンタマイシン	EDTA
SSR®※ (Synthetic Serum Replacement: 合成血清)	タウリン	ゲンタマイシン
		フェノールレッド
		HSA

※ SSR® は HSA を一部代替するために使用しています。

■ 品質管理項目

- 無菌テスト済み (Ph. Eur., USP)
- pH テスト済み (Ph. Eur., USP)
- エンドトキシンテスト済み： ≤ 0.1 EU/mL (Ph. Eur., USP)
- 精子サバイバルテスト済み

本商品は薬機法の定めるところの「医薬品」「医薬部外品」及び「医療機器」ではありません。また、ヒト、動物の診断あるいは治療用として用いるものではありません。

©2020 ORIGIO Japan K.K. All Rights Reserved.

オリジオ・ジャパン株式会社

〒231-0021
 神奈川県横浜市中央区日本大通11 横浜情報文化センター4F
 Tel: 045-319-6826 Fax: 045-319-6581
 E-mail: toiawase@coopersurgical.com
 Web: <https://fertility.coopersurgical.com/ja>

CooperSurgical®

Fertility and Genomic Solutions

MKT2019057