



精子選別用製品



SpermSlow™



HBA® Assay

2021年販売開始予定

SpermSlow™

- PVP を使用せずに、生理学的に精子を選別
- リコンビナントヒアルロン酸（HA）を含有
- DNA フラグメントが少ない精子を選別することにより胚の質が向上

HBA® Assay

- ヒアルロン酸でコーティングされたチャンバーで精子の質を評価
- 精子の質、成熟度および受精能を量的に評価
- ヒアルロン酸コーティング部への精子の付着割合で精子を判定
- ヒアルロン酸コーティング部への精子の付着割合から適した治療法の提案が可能

精子選別用製品

製品番号	製品名	容量	フェノール レッド	有効期限※	血清	抗生物質	保存温度
1094 4000	SpermSlow™	0.1mL × 4	－	12 週間	＋	＋	2 ～ 8 °C
製品番号	製品名	製品詳細					
BCT - HBA - 10	HBA® Assay	10 枚 / 箱					

※製造日より

■ 培地組成

SpermSlow™

- ・ヒアルロン酸
- ・HSA
- ・ピルビン酸
- ・コレステロール
- ・グルコース
- ・無機塩類
- ・アミノ酸
- ・ヌクレオチド
- ・ビタミン
- ・インシュリン
- ・炭酸水素ナトリウム
- ・ゲンタマイシン

■ 品質管理項目

- ・無菌テスト済み (Ph. Eur., USP)
- ・エンドトキシンテスト済み：≦ 0.1 EU/mL (Ph. Eur., USP)
- ・精子サバイバルテスト済み

本商品は薬機法の定めるところの「医薬品」「医薬部外品」及び「医療機器」ではありません。また、ヒト、動物の診断あるいは治療用として用いるものではありません。

©2020 ORIGIO Japan Ltd. All Rights Reserved.

オリジオ・ジャパン株式会社

〒231-0021
神奈川県横浜市中区日本大通11 横浜情報文化センター4F
Tel: 045-319-6826 Fax: 045-319-6581
E-mail: toiawase@coopersurgical.com
Web: <https://fertility.coopersurgical.com/ja>

CooperSurgical®

Fertility and Genomic Solutions