



胚凍結用メEDIUM

急速ガラス化凍結用



Vitrification Cooling



SAGE™ Vitrification Kit

Vitrification Cooling

- Ready to useで使用可能
- DMSOフリー

SAGE™ Vitrification Kit

- Modified HTFをベースにしており、緩衝剤にはMOPSを使用

胚凍結用メディウム

急速ガラス化凍結用

製品番号	製品名	容量	フェノールレッド	有効期限*	抗生物質	保存温度
12284001	Vitrification Cooling	Equilibration Medium 1 mL × 2 Vitrification Medium 1 mL × 2	—	37 週間	+	2 ~ 8 °C
ART-8025	SAGE™ Vitrification Kit	Equilibration Solution 2 mL × 1 Vitrification Solution 2 mL × 1	+	12 ヶ月	+	2 ~ 8 °C

※製造日より

■ 培地組成

Vitrification Cooling	SAGE™ Vitrification Kit
無機塩類	MOPS
グルコース	m-HTF
シュクロース	エチレングリコール
エチレングリコール	シュクロース
プロピレングリコール	DMSO
乳酸	アミノ酸
HEPES	ゲンタマイシン
アミノ酸	フェノールレッド
ゲンタマイシン	HSA
HSA	

■ 品質管理項目

Vitrification Cooling

- ・無菌テスト済み (Ph. Eur., USP)
- ・pH テスト済み (Ph. Eur., USP)
- ・エンドトキシンテスト済み：≤ 0.5 EU/mL (Ph. Eur., USP)
- ・マウスエンブリオアッセイ (MEA) 済み

SAGE™ Vitrification Kit

- ・無菌テスト済み
- ・エンドトキシンテスト済み：≤ 1.0 EU/mL (Ph. Eur., USP)
- ・マウスエンブリオアッセイ (MEA) 済み

本商品は薬機法の定めるところの「医薬品」「医薬部外品」及び「医療機器」ではありません。また、ヒト、動物の診断あるいは治療用として用いるものではありません。

©2020 ORIGIO Japan K.K. All Rights Reserved.

オリジオ・ジャパン株式会社

〒231-0021
神奈川県横浜市中区日本大通11 横浜情報文化センター4F
Tel: 045-319-6826 Fax: 045-319-6581
E-mail: toiawase@coopersurgical.com
Web: <https://fertility.coopersurgical.com/ja>

CooperSurgical®
Fertility and Genomic Solutions

MKT2019066